

組織粉碎システム



RIGENERA

採取した組織を
機械的に簡単に素早く粉碎



リジェネラ組織粉碎機

■ リジェネラⅢ

製品番号:N4SA

(幅:120mm 高さ:360mm 奥行:180mm)

専用カートリッジであるリジェネラコンに採取した自家組織を入れ、50 μ m以下に粉碎します。臨床の場において、事前の準備を必要とせず、簡単・素早く・安全に、自家組織を50 μ m以下に粉碎し微細化した組織片を含んだマイクログラフトとなる微細組織懸濁液(micronized tissue suspension)を提供します。

リジェネラ・カートリッジ



■ リジェネラコン

製品番号: 79450S/7945AS/7945DS
(10個/箱)




■ リジェネラコン16mL

製品番号: 79555S/79560S
(5個/箱)

付属品一覧

	製品番号	製品名	対応製品
①	HOAD-LA	ホルダー・アダプターセット(ロング Type A)	リジェネラコン
②	HOAD-S	ホルダー・アダプターセット(ショート)	リジェネラコン16mL

①



②

